



CooperVision®

Live Brightly.®

Termékspecifikációs útmutató



Egynapos szilikon-hidrogél kontaktlencsék

MyDay® napi eldobható család

MyDay®



Nagy teljesítményű, napi kontaktlencse a jelentős igénybevételt jelentő életmódokhoz.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerezés
30 és 90 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
stenfilcon A / 54%

Bázisgörbület 8,4 mm
Átmérő 14,2 mm

UV-védelem* igen

Láthatósági színezés igen

Dioptriartartomány

-0,25 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

Kialakítás

Aszférikus elülső felszín

-6,50 D – -12,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +5,00 D
(0,25 D lépésköz)

+5,50 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

MyDay® toric



Nagy teljesítményű, napi kontaktlencsék asztigmatizmus viselői számára.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerezés
30 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
stenfilcon A / 54%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,5 mm

UV-védelem* igen

Láthatósági színezés igen

Kialakítás Optimised Toric Lens Geometry™

Dioptriartartomány
+8,00 D – -10,00 D
+/- 6,00 D felett
0,50 D lépésköz

Cylinder dioptria

-0,75 D
-1,25 D
-1,75 D
-2,25 D

Tengely
0° – 180°
10 fokenként

MyDay® multifocal



A MyDay® multifocal egynapos, szilikon-hidrogél kontaktlencse presbióp viselői számára.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerezés
30 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
stenfilcon A / 54%

Bázisgörbület 8,4 mm
Átmérő 14,2 mm

UV-védelem* igen

Láthatósági színezés igen

Kialakítás Binocular Progressive System™

Dioptriartartomány
+8,00 D – -10,00 D
(0,25 D lépésköz)
-10,50 D – -12,00 D
(0,50 D lépésköz)

Addíció

Low add
(0,75D add-tól
1,25D add-ig)

Med add
(1,50D add-tól
1,75D add-ig)

High add
(2,00D add-tól
2,50D add-ig)

clariti® 1 day család

clariti® 1 day



Nagyfokú légáteresztés,¹ ké-
nyelem és kiváló ár-érték arány†
kényelmes, napi, eldobható kon-
taktlencsék formájában.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerelés
30 és 90 darabos
csomag

Anyag / Víztartalom
somofilcon A / 56%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,1 mm
UV-védelem* igen
**Láthatósági
színezés** nem

Dioptriartartomány
-0,50 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,50 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kialakítás
Aszférikus

clariti® 1 day toric



Nagyfokú légáteresztés,¹ kénye-
lem és kiváló ár-érték arány†
kényelmes, eldobható napi
kontaktlencsék formájában.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerelés
30 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
somofilcon A / 56%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,3 mm
UV-védelem* igen
**Láthatósági
színezés** nem
Kialakítás aszférikus

Dioptriartartomány
Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

Cylinder dioptria
-0,75 D; -1,25 D
-1,75 D

Tengely
10°, 20°, 30°, 40°, 50°,
60°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 120°, 130°, 140°,
150°, 160°, 170°, 180°

-2,25 D 10°, 20°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 160°, 170°,
180°

-6,50 D – -9,00 D
(0,50 D lépésköz)

-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D 10°, 20°, 60°, 70°, 80°,
90°, 100°, 110°, 120°,
160°, 170°, 180°

-2,25 D 10°, 20°, 90°, 160°,
170°, 180°

+0,25 D – +4,00 D
(0,25 D lépésköz)

-0,75 D; -1,25 D; -1,75 D 10°, 20°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 160°, 170°,
180°

clariti® 1 day multifocal



Nagyfokú légáteresztés¹, kénye-
lem és kiváló ár-érték arány[†]
kényelmes, eldobható napi
kontaktlencsék formájában.

Viselési ütemterv
Napi eldobható

Dioptriartartomány
+5,00 D – -6,00 D

Kiszerelés
30 darabos csomag

Addíció
Low:
+2,25 D-ig

High:
+2,50 D és
+3,00 D között
Addícióhoz

Anyag / Víztartalom
somofilcon A / 56%

Kialakítás
Centrálisan közeli,
progresszív köztes
és a periférián
távoli

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,1 mm
UV-védelem* igen
**Láthatósági
színezés** nem

Egynapos hidrogél myopia kontroll kontaktlencse

MiSight® 1 day

MiSight® 1 day



Viselési ütemterv
Napi eldobható

Dioptriartartomány
-0,25 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D to -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés
30 darabos csomag

Kialakítás
ActiveControl®
technológia


Anyag / Víztartalom
Omafilcon A / 60%

Bázisgörbület 8,7 mm
Átmérő 14,2 mm
UV-védelem* nem
**Láthatósági
színezés** igen

Havi szilikon-hidrogél kontaktlencsék

Biofinity® család

Biofinity Energys®



A világ egyetlen Digital Zone Optics™ technológiával rendelkező kontaktlencséje. Napjaink digitális életmódjához tervezve.

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
6 nap – 7 éjszaka
Havi csere
Dioptriartartomány
–0,25 D – –6,00 D
(0,25 D lépésköz)

–6,00 D – –12,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)


Kiszerezés
3 darabos csomag

Kialakítás
Digital Zone
Optics™

Anyag / Víztartalom
comfilcon A / 48%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,0 mm
UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

Biofinity® & Biofinity® XR



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak²⁻⁴

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
6 nap – 7 éjszaka
Havi csere
Dioptriartartomány
–0,25 D – –6,00 D
(0,25 D lépésköz)

–6,00 D – –12,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

XR: –12,50 D – –20,00 D
(0,50 D lépésköz)

XR: +8,50 D – +15,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerezés
3 és 6 darabos csomag

Biofinity® XR csak
3 darabos csomag

Kialakítás
Aszférikus

Anyag / Víztartalom
comfilcon A / 48%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,0 mm
UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

Biofinity® multifocal



A presbiopiához tervezett prémium havi kontaktlencsék hihetetlen kényelmet⁸ és kiváló látást biztosítanak minden távolságban.⁹

Viselési ütemterv
Napi/flexibilis, akár
6 nap – 7 éjszaka
Havi csere
Dioptriartartomány
+6,00 D – –6,00 D
(0,25 D lépésköz)

–6,50 D – –10,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerezés
3 darabos csomag


Addíció
+1,00 D
+1,50 D
+2,00 D
+2,50 D

Anyag / Víztartalom
comfilcon A / 48%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,0 mm
UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

Kialakítás
D lencse
N lencse

Biofinity® toric & Biofinity® XR toric



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak.⁵⁻⁷

Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár
6 nap – 7 éjszaka
Havi csere

Dioptriartartomány

Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

XR toric:

Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -20,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +20,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

3 és 6 darabos
csomag

Biofinity® XR toric
csak 3 darabos
csomag

Cylinder dioptria
-0,75 D; -1,25 D;
-1,75 D; -2,25 D

Anyag / Víztartalom
comfilcon A / 48%

Tengely
10° – 180°
(10°-os lépésköz)


Kialakítás
Optimised Toric Lens
Geometry™

Bázisgörbület 8,7 mm
Átmérő 14,5 mm
UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

5° – 180°
(5°-os lépésköz)

-0,75 D – -5,75 D
(0,50 D lépésköz)

Biofinity® toric multifocal



Úgy terveztük, hogy lépést tartson a változó látási igényekkel.

Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár
6 nap – 7 éjszaka
Havi csere

Dioptriartartomány

-6,00 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,50 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+6,50 D – +10,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

3 darabos csomag

Cylinder dioptria
-0,75 D – -5,75 D
(0,50 D lépésköz)

Addíció
+1,00 D
+1,50 D
+2,00 D
+2,50 D

Anyag / Víztartalom
comfilcon A / 48%


Tengely
5° – 180°
(5°-os lépésköz)

Kialakítás
D lencse
N lencse

Bázisgörbület 8,7 mm
Átmérő 14,5 mm
UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

Avaira Vitality® család

Avaira Vitality®



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő
ár-érték arány.

Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriartartomány

-0,25 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

3 és 6 darabos
csomag

Kialakítás

Aszférikus elülső
felszín

Anyag / Víztartalom

fanfilcon A / 55%

Bázisgörbület

8,4 mm

Átmérő

14,2 mm


UV-védelem*

igen

Láthatósági színezés

igen

Avaira Vitality® toric



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő
érték.

Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriartartomány

Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

3 és 6 darabos
csomag

Cylinder dioptria

-0,75 D, -1,25 D,
-1,75 D, -2,25 D

Anyag / Víztartalom

fanfilcon A / 55%

Bázisgörbület

8,5 mm

Átmérő

14,5 mm

UV-védelem*

igen

Láthatósági színezés

igen

Tengely

10° – 180°
(10° lépésköz)

Kialakítás

Optimised Toric
Lens Geometry™

Hidrogél kontaktlencsék

Proclear® család

Proclear® 1 day



Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerelés
30 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
omafilcon A / 60%

Bázisgörbület 8,7 mm
Átmérő 14,2 mm

Kialakítás
Aszférikus

UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

Dioptriartartomány
-0,25 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +5,00 D
(0,25 D lépésköz)

+5,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

Proclear® 1 day multifocal



Viselési ütemterv
Napi eldobható

Kiszerelés
30 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
omafilcon A / 60%

Bázisgörbület 8,7 mm
Átmérő 14,2 mm

Addíció
Egyetlen lencseprofil,
akár +2,50 D add-ig

Kialakítás
Centrálisan közeli,
aszférikus

UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen

Dioptriartartomány
Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

Proclear®



Viselési ütemterv
Napi viselés,
havi csere

Kiszerelés
3 darabos csomag

Anyag / Víztartalom
omafilcon B / 62%

Bázisgörbület 8,6 mm
Átmérő 14,2 mm

Kialakítás
Sphere

UV-védelem* nem
Láthatósági színezés igen


Dioptriartartomány
-0,25 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -20,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,50 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +20,00 D
(0,50 D lépésköz)

Proclear® toric & Proclear® XR toric



Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriartartomány

Plan – -6,25 D
(0,25 D lépésköz)

-6,50 D – -8,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

XR:
Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +10,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

3 darabos csomag
8,8 mm

6 darabos csomag
8,4 mm

Proclear® XR toric
csak 3 darabos
csomag

Cylinder dioptria

-0,75 D, -1,25 D,
-1,75 D, -2,25 D

-0,75 D – -5,75 D
(0,50 D lépésköz)

Anyag / Víztartalom

omafilcon B / 62%

Tengely

10° – 180°
(10° lépésköz)

5° – 180°
(5° lépésköz)

Bázisgörbület

Proclear® toric: 8,4, 8,8 mm

Proclear® XR
toric: 8,8 mm

Átmérő

14,4 mm

UV-védelem*

nem

Láthatósági színezés

igen

Proclear® multifocal & Proclear® XR multifocal



Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriartartomány

+6,00 D – -8,00 D
(0,50 D lépésköz
-6,50 D felett)

XR:
+20,00 D – -20,00 D
(0,50 D lépésköz
+/- 6,50 D felett)

Kiszerelés

3 darabos csomag

Addíció

+1,00 D, +1,50 D,
+2,00 D, +2,50 D

+1,00 D, +1,50 D,
+2,00 D, +2,50 D,
+3,00 D, +3,50 D,
+4,00 D

Anyag / Víztartalom

omafilcon B / 62%

Kialakítás

D lencse
N lencse

Bázisgörbület 8,7 mm

Átmérő 14,4 mm

UV-védelem* nem

Láthatósági
színezés igen

Proclear® multifocal toric



Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriatartomány

+20,00 D – -20,00 D
(0,50 D lépésköz +/-
6,50 D felett)

Kiszerelés

3 darabos csomag

Cylinder dioptria

-0,75 D – -5,75 D
(0,50 D lépésköz)

Anyag / Víztartalom

omafilcon B / 62%

Tengely

5° – 180°
(5° lépésköz)

Kialakítás

D lencse
N lencse

Bázisgörbület 8,4, 8,8 mm

Átmérő 14,4 mm

UV-védelem* nem

**Láthatósági
színezés** igen

Biomedics® család

Biomedics® 55 Evolution



UV-
szűrővel

Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriatartomány

-0,25 D – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +5,00 D
(0,25 D lépésköz)

+5,00 D – +8,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

6 darabos csomag

Kialakítás

Aszférikus

Anyag / Víztartalom

ocufilcon D / 55%

Bázisgörbület 8,6, 8,9 mm (-D)


8,8 mm (+D)

Átmérő 14,2 mm

UV-védelem* igen

**Láthatósági
színezés** igen

Biomedics® toric



UV-
szűrővel

Viselési ütemterv

Napi viselés,
havi csere

Dioptriatartomány

Plan – -6,00 D
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -9,00 D
(0,50 D lépésköz)

+ 0,25 D – + 5,00 D
(0,25 D lépésköz)

+ 5,00 D – +6,00 D
(0,50 D lépésköz)

Kiszerelés

3 darabos csomag

Cylinder dioptria

-0,75 D, -1,25 D,
-1,75 D, -2,25 D

Anyag / Víztartalom

ocufilcon D / 55%

Tengely

10° – 180°
(10° lépésköz)

Bázisgörbület 8,7 mm

Átmérő 14,5 mm

UV-védelem* igen


**Láthatósági
színezés** igen

Biomedics® 1 day Extra



Viselési ütemterv Napi eldobható	Kiszerezés 30 darabos csomag	Anyag / Víztartalom ocufilcon D / 55%	Bázisgörbület 8,6 (-D) 8,8 mm (+D)
Dioptriartartomány -0,25 D – -6,00 D (0,25 D lépésköz)	Kialakítás FS: Tri-curve		Átmérő 14,2 mm
-6,50 D – -10,00 D (0,50 D lépésköz)			UV-védelem* nem
+0,25 D – +5,00 D (0,25 D lépésköz)			Láthatósági színezés igen
+5,50 D – +6,00 D (0,50 D lépésköz)			

Biomedics® 1 day Extra toric



Viselési ütemterv Napi eldobható	Kiszerezés 30 darabos csomag	Anyag / Víztartalom ocufilcon D / 55%	Bázisgörbület 8,7 mm
Dioptriartartomány Plan – -6,00 D (0,25 D lépésköz)	Cylinder dioptria -0,75 D -1,25 D -1,75 D	Tengely 20°, 90°, 160°, 180°	Átmérő 14,5 mm
-6,50 D – -7,00 D (0,50 D lépésköz)			UV-védelem* nem
			Láthatósági színezés igen
-7,50 D – -10,00 D (0,50 D lépésköz)	-0,75 D -1,25 D -1,75 D	90° 180°	

* Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüvegeket, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüvegeket, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet. A viselőnek továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint.
† Napi viselés során.

Hivatkozás:

- Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467–472.
- CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
- CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.
- CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
- Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346–350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Asztigmia, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Asztigmia and Proclear® Toric.
- CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for Asztigmia contact lens over one month of wear.
- CooperVision data on file. 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for Asztigmia over one month of wear.
- CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
- CooperVision data on file. 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbiópiára, AIR OPTIX® for Presbiópiára and PureVision® Multi-Focal.
- CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

Az itt szereplő összes márka és szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi arculat és terméknév a CooperVision, társvállalatai és leányvállalatai bejegyzett védjegyei kivéve, ha ettől eltérően jelezzük.
A CooperVision védjegyei kizárólag engedéllyel használhatók fel nyilvánosan.

CV/2024/252, 2024.08.29.