


MyDay[®] toric egynapos eldobható

CooperVision[®]
Live Brightly.[®]

Nagy teljesítményű 1 napos kontaktlencsék
asztigmiás kontaktlencse-viselőknél.



Mostantól még többet követelhet meg tórikus kontaktlencséitől: A tiszta, stabil látáson túl Ön megköveteli a rendkívüli kényelmet is, hogy maradéktalanul megfelelhessen magas intenzitású életvitelének. A MyDay[®] napi eldobható tórikus kontaktlencsék a CooperVision, a tórikus kontaktlencsék világelső gyártójától, ugyanazokkal a kialakítási jellemzőkkel készülnek, mint amelyek a Biofinity[®] toric tórikus lencsékben is megtalálhatók. Ezek a termékek egyben a MyDay egynapos eldobható kontaktlencsecsalád tagjai is: A valaha volt legpuhább szilikon-hidrogél lencséink* és a világ első 1 napos kontaktlencséi, amelyek a CooperVision[®] Aquaform[®] technológiával készültek, hogy az Ön szeme egész nap tiszta és fehér maradjon, és kellemesen érezze magát. A MyDay[®] eldobható napi tórikus kontaktlencséivel Ön készen áll a napi teendői elvégzésére.

Csererendszer



Napi

Helyesbítés



Asztigmia

A funkciók, amelyeket imádni fog

- Kiváló látáskorrekció, bizonyítottan stabil és kényelmes illeszkedés asztigmia esetén. A CooperVision[®] toric tórikus kontaktlencsék a tórikus tervezés terén szerzett szakértelmünkből profitálnak az Optimized Toric Lens Geometry[™] rendszernek köszönhetően
- Hosszan tartó kényelem: a fejlett Aquaform[®] technológia bezárja a vizet a lencsébe — így egész napon át tartó hihetetlen kényelmet biztosít.
- Magas légáteresztés: a szilikon hidrogél anyag lehetővé teszi, hogy az oxigén 100%-a elérje a szemét¹, így az tiszta és fehér maradjon.**
- UV-szűrő: segít megvédeni szemét az ultraibolya sugárzástól, így megőrzi szeme egészségét.[†]

* A CooperVision[®] 1 napos szilikon hidrogél kontaktlencsékkel összehasonlítva. Nyilvánartásban szereplő adatok.

** A magas oxigénáteresztő képesség tiszta, fehér szemeket eredményez.

† Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüveget, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüveget, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet.

A viselőknél továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint

* A CooperVision[®] 1 napos szilikon hidrogél kontaktlencsékkel összehasonlítva. Nyilvánartásban szereplő adatok.

Hivatkozások:

1. Brennan, NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467–472.

©2021 CooperVision

A MyDay[®], CooperVision[®] és Aquaform[®] technológia a The Cooper Companies, Inc. és leányvállalatainak bejegyzett védjegye. Az Optimized Toric Lens Geometry[™] a The Cooper Companies, Inc. és leányvállalatainak védjegye.