



CooperVision®  
Live Brightly.®

# Termékspecifikáció útmutató






CooperVision  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## MyDay® egynapos eldobható család

### MyDay® egynapos eldobható



Nagy teljesítményű, egy napos kontaktlencse a jelentős igénybevételel jelentő életmódokhoz.

#### Viselési ütemterv

Napi eldobható

#### Dioptriartartomány

+5,00D – -6,00D  
(0,25D lépésköz)

-0,25 – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +5,00  
(0,25 D lépésköz)

+5,00 – +8,00  
(0,50 D lépésköz)

#### Kartonméret opciók

30 darabos csomag

#### Kialakítás

Aszférikus elülső felszín

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

stenfilcon A / 54%

**Bázisgörbület** 8,4mm

**Átmérő** 14,2mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Igen

### MyDay® egynapos eldobható toric



Nagy teljesítményű 1 napos kontaktlencsék asztigmatikus kontaktlencse-viselőknél.

#### Viselési ütemterv

Napi eldobható

#### Dioptriartartomány

Plantól -6,00D-ig  
(0,25D lépésköz)

-6,50-től -10,00D-ig  
(0,50D lépésköz)

+0,50-től +6,00DS-ig  
(0,50D lépésköz)

#### Kartonméret opciók

30 darabos csomag

#### Cilinder dioptria

-0,75

-1,25

-1,75

-2,25

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

stenfilcon A / 54%

#### Tengely

10° – 20°

70° – 110°

160° – 180°

(10° lépésköz)

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 1,5mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Igen

#### Kialakítás

Optimised Toric Lens Geometry™



CooperVision<sup>®</sup>  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## clariti<sup>®</sup> 1 day család

### clariti<sup>®</sup> 1 day



Nagyfokú légáteresztés,<sup>1</sup> kényelem és kiváló ár-érték arány<sup>†</sup> kényelmes, napi, eldobható kontaktlencsék formájában.

#### Viselési ütemterv

Napi eldobható

#### Dioptriartartomány

+8,00D – -10,00D  
(0,50D lépésköz  
+5,00D és +/-  
6,00D felett)

#### Kartonméret opciók

30 darabos csomag

#### Kialakítás

Aszférikus

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

somofilcon A / 56%

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 14,1mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Nem

### clariti<sup>®</sup> 1 day toric



Nagyfokú légáteresztés<sup>1</sup>, kényelem és kiváló ár-érték arány<sup>†</sup> kényelmes, eldobható napi kontaktlencsék formájában.

#### Viselési ütemterv

Napi eldobható

#### Dioptriartartomány

Plan – -6,00D  
(0,25D lépésköz)  
-6,50D to -9,00D  
(0,50D lépésköz)

+0,25D – +4,00D  
(0,25D lépésköz)

Plan – -6,00D  
(0,25D lépésköz)  
-6,50D – -9,00D  
(0,50D lépésköz)

#### Kartonméret opciók

5 darabos csomag  
30 darabos csomag

#### Cilinder dioptria

-0,75  
-1,25  
-1,75

-0,75  
-1,25  
-1,75

-2,25

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

somofilcon A / 56%

#### Tengely

10°, 20°, 60°,  
70°, 80°, 90°,  
100°, 110°, 120°,  
160°, 170°, 180°

20°, 70°, 90°,  
110°, 160°, 180°

10°, 20°, 90°,  
160°, 170°, 180°

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 14,3mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Nem

**Kialakítás**  
Aszférikus

## clariti<sup>®</sup> 1 day multifocal



Nagyfokú légáteresztés<sup>1</sup>, kényelem és kiváló ár-érték arány<sup>†</sup> kényelmes, eldobható napi kontaktlencsék formájában.

### Viselési ütemterv

Napi eldobható

### Dioptriartartomány

+5,00D – -6,00D

### Kartonméret opciók

5 darabos csomag  
30 darabos csomag

### Addíció

Alacsony:  
+2,25D-ig

Magas:  
+2,50D és  
+3,00D között  
Addícióhoz

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

somofilcon A / 56%

### Kialakítás

Centrálisan közeli,  
progresszív köztes  
és a periférián távoli

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 14,1mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Nem

## Biofinity<sup>®</sup> család

### Biofinity Energys<sup>®</sup>



A világ egyetlen Digital Zone Optics™ technológiával rendelkező kontaktlencséje. Napjaink digitális életmódjához tervezve.

### Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár  
29 éjszaka/30 nap

### Dioptriartartomány

Plan – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00  
(0,50 D lépésköz)

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Kialakítás

Aspheric Digital Zone  
Optics<sup>®</sup> lens design

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

comfilcon A / 48%

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 14,0mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen

### Biofinity<sup>®</sup>



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak<sup>2-4</sup>

### Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár  
29 éjszaka/30 nap

### Dioptriartartomány

-0,25 – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -12,00  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00  
(0,50 D lépésköz)

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Kialakítás

Aszférikus

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

comfilcon A / 48%

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 14,0mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen



CooperVision  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## Biofinity® toric



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak.<sup>5-7</sup>

### Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár  
29 éjszaka/30 nap

### Dioptriartartomány

Plan – -6,00  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 – -10,00  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 – +6,00  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 – +8,00  
(0,50 D lépésköz)

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Cilinder dioptria

-0,75  
-1,25  
-1,75  
-2,25

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

comfilcon A / 48%

### Tengely

10° és 180° között  
(10°-os lépésekben)

### Kialakítás

Optimised Toric  
Lens Geometry™

**Bázisgörbület** 8,7mm

**Átmérő** 14,5mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen

## Biofinity® multifocal



A presbiopiához tervezett prémium havi kontaktlencsék hihetetlen kényelmet<sup>8</sup> és kiváló látást biztosítanak minden távolságban<sup>9</sup>

### Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár  
29 éjszaka/30 nap

### Dioptriartartomány

+6,00D – -8,00D  
(0,50D lépésköz  
-6,00D felett)

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Addíció

+1,00  
+1,50  
+2,00  
+2,50

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

comfilcon A / 48%

### Kialakítás

D lencse  
N lencse

**Bázisgörbület** 8,6mm

**Átmérő** 14,0mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen

## Biofinity® toric multifocal



Úgy terveztük, hogy lépést tartson a változó látási igényekkel.

### Viselési ütemterv

Napi vagy kiterjesztett  
viselés/Havicsere

### Dioptriartartomány

-10.00 – -6.50  
(0.50 lépésköz)

-6.00 – +6.00  
(0.25 lépésköz)

-0.75 – -5.75  
(0.50 lépésköz)

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Cilinder dioptria

-0.75 – -5.75  
(0.50 lépésköz)

### Addíció

+1,00  
+1,50  
+2,00  
+2,50

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

comfilcon A / 48%

### Tengely

5° és 180° között  
(5°-os lépésekben)

**Bázisgörbület** 8,7mm

**Átmérő** 14,5mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen



CooperVision  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## Avaira Vitality™ család

### Avaira Vitality™



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő ár-érték arány.

#### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

#### Dioptriartartomány

+6,00 – -6,00  
(0,25D lépésköz)

+6,50 – +8,00 és

-6,50 – -12,00  
(0,50D lépésköz)  
Nincs plan

#### Kartonméret opciók

6 darabos csomag

#### Kialakítás

Aszférikus  
elülső felszín

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

fanfilcon A / 55%

**Bázisgörbület** 8,4mm


**Átmérő** 14,2mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Igen

### Avaira Vitality™ toric



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő érték.

#### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

#### Dioptriartartomány

+6,00 – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,50 – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

#### Kartonméret opciók

6 darabos csomag

#### Cilinder dioptria

-0,75, -1,25,  
-1,75, -2,25

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

fanfilcon A / 55%

#### Tengely

10° – 180°  
(10° lépésköz)

#### Kialakítás

Optimised Toric  
Lens Geometry™

**Bázisgörbület** 8,5mm

**Átmérő** 14,5mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Igen




CooperVision  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## clariti® család

### clariti® elite



Kiváló ár-érték arány, nagy légáteresztés és egész napos kényelem.

#### Viselési ütemterv

Napi kihordás

#### Dioptriartartomány

+8,00D – -10,00D  
(0,50D lépésköz  
+6,00D és -8,00D felett)

#### Kartonméret opciók

3 darabos csomag  
6 darabos csomag

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

somofilcon A / 56%

**Bázisgörbület** 8,6mm


**Átmérő** 14,2mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Nem

### clariti® toric



Kiváló ár-érték arány, nagy légáteresztés és egész napos kényelem

#### Viselési ütemterv

Napi kihordás

#### Dioptriartartomány

+6,00D – -9,00D  
(0,50D lépésköz  
-8,50D felett)

#### Kartonméret opciók

3 darabos csomag  
6 darabos csomag

#### Cilinder dioptria

-0,75, -1,25,  
-1,75, -2,25

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

somofilcon A / 56%

#### Tengely

10° – 180°  
(10° lépésköz)

**Bázisgörbület** 8,7mm

**Átmérő** 14,4mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Nem

### clariti® multifocal



Kiváló ár-érték arány, nagy légáteresztés és egész napos kényelem

#### Viselési ütemterv

Napi kihordás

#### Dioptriartartomány

+6,00D – -8,00D  
(0,50D lépésköz  
-6,50D felett)

#### Kartonméret opciók

3 darabos csomag  
6 darabos csomag

#### Addíció

Alacsony:  
+2,25D-ig

Magas:  
+2,50D és  
+3,00D között

#### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

somofilcon A / 56%

#### Kialakítás

Centrálisan közeli,  
progresszív köztes  
és a periférián távoli

**Bázisgörbület** 8,7mm

**Átmérő** 14,2mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Nem



CooperVision®  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## Proclear® család

### Proclear® 1 day



Tiszta látás\* és kényelem a szárazságot tapasztaló kontaktlencse-viselők számára.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
+8,00D – -12,00D  
(0,50D lépésköz  
+5,00D és -6,00D  
felett)

**KARTONMÉRET  
OPCIÓK**  
30 darabos csomag

**Kialakítás**  
Aszférikus

**Anyag / H<sub>2</sub>O  
Tartalom**  
omafilcon A / 60%

**Bázisgörbület** 8,7mm  
**Átmérő** 14,2mm  
**FDA Csoport** 2  
**UV-védelem\*** Nem  
**Láthatósági  
színezés** Igen

### Proclear® 1 day multifocal



Kényelem a szárazságot tapasztaló multifokális kontaktlencsét viselők számára.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
+6,00D – -10,00D  
(0,50D lépésköz  
-6,00D felett)

**Kartonméret  
opciók**  
30 darabos csomag

**Addíció**  
Egyetlen lencse-  
profil, akár +2.50  
D add-ig

**Anyag / H<sub>2</sub>O  
Tartalom**  
omafilcon A / 60%

**Kialakítás**  
Centrálisan közeli,  
aszférikus

**Bázisgörbület** 8,7mm  
**Átmérő** 14,2mm  
**FDA Csoport** 2  
**UV-védelem\*** Nem  
**Láthatósági  
színezés** Igen

### Proclear®



Tiszta látás<sup>10</sup> és kényelem a szárazságot tapasztaló kontaktlencse-viselők számára.

**Viselési ütemterv**  
Napi viselés /  
Havi csere

**Dioptriartartomány**  
+20,00D – -20,00D  
(0,50D lépésköz +/-  
6,00D felett)

**Kartonméret  
opciók**  
3 darabos csomag

**Kialakítás**  
Sphere

**Anyag / H<sub>2</sub>O  
Tartalom**  
omafilcon B / 62%

**Bázisgörbület** 8,6mm  
**Átmérő** 14,2mm  
**FDA Csoport** 2  
**UV-védelem\*** Nem  
**Láthatósági  
színezés** Igen





CooperVision  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## Proclear® toric



Egész napos kényelmet nyújt az asztigmatiás, extrém szemszárazságot tapasztaló kontaktlencse-viselők számára.

Viselési ütemterv	Kartonméret opciók	Anyag / H <sub>2</sub> O Tartalom	Bázisgörbület
Napi viselés / Havi csere	3 darabos csomag 6 darabos csomag	omafilcon B / 62%	8,4, 8,8mm
Dioptriartartomány	Cilinder dioptria	Tengely	Átmérő
+6,00 – -8,00D (0,50 D lépésköz -6,50 D felett)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25	10° – 180° (10° lépésköz)	14,4mm
+6,25D – +10,00D (0,50D lépésköz +6,50D felett) -8,50D – -10,00D (0,50D lépésköz)	-0,75, -1,25, -1,75, -2,25,	5° – 180° (5° lépésköz)	FDA Csoport
+10,00D – -10,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)steps)	-2,75 – -5,75 (0,50D lépésköz)	5° – 180° (5° lépésköz)	2
			UV-védelem*
			Nem
			Láthatósági színezés
			Igen

## Proclear® multifocal



Egész napos kényelmet nyújt a szemszárazságot tapasztaló multifokális kontaktlencsét viselők számára.

Viselési ütemterv	Kartonméret opciók	Anyag / H <sub>2</sub> O Tartalom	Bázisgörbület
Napi viselés / Havi csere	3 darabos csomag	omafilcon B / 62%	8,7mm
Dioptriartartomány	Addíció	Kialakítás	Átmérő
+6,00D – -8,00D (0,50D lépésköz -6,50D felett)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50	D lencse N lencse	14,4mm
+6,25D – +20,00D és -8,50D – -20,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50		FDA Csoport
+20,00D – -20,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)	+3,00, +3,50, +4,00		2
+20,00D – -20,00D (0,50D lépésköz +/- 6,50D felett)	+1,00, +1,50, +2,00, +2,50, +3,00, +3,50, +4,00		UV-védelem*
			Nem
			Láthatósági színezés
			Igen



CooperVision®  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## Proclear® multifocal toric



Egész napos kényelmet nyújt az asztigmatiás, presbiopiás, és extrém szárazságot tapasztaló viselőknél.

### Viselési ütemterv

Napi viselés /  
Havi csere

### Dioptriartartomány

+20,00D – -20,00D  
(0,50D lépésköz +/-  
6,50D felett)

### Kialakítás

D lencse  
N lencse

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Cilinder dioptria

-0,75 – -5,75  
(0,50D lépésköz)

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

omafilcon B / 62%

### Tengely

5° – 180°  
(5° lépésköz)

**Bázisgörbület** 8,4, 8,8mm

**Átmérő** 14,4mm

**FDA Csoport** 2

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen

## Biomedics® család

### Biomedics® 55 Evolution



Kényelemre és teljesítményre tervezve, megfizethető áron.

### Viselési ütemterv

Napi kihordás

### Dioptriartartomány

+8,00D – -10,00D  
(0,50D lépésköz  
+5,00D és -6,00D  
felett)

### Kartonméret opciók

6 darabos csomag

### Kialakítás

Aszférikus

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

ocufilcon D / 55%

**Bázisgörbület** 8,6, 8,8, 8,9mm

**Átmérő** 14,2mm

**FDA Csoport** 4

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen

### Biomedics® toric



A megfizethető árú kontaktlencse asztigmatiás páciensek számára.

### Viselési ütemterv

Napi kihordás

### Dioptriartartomány

+6,00D – -9,00D  
(0,50D lépésköz  
+5,00D és -6,00D  
felett)

### Kartonméret opciók

3 darabos csomag

### Cilinder dioptria

-0,75, -1,25,  
-1,75, -2,25

### Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom

ocufilcon D / 55%

### Tengely

10° – 180°  
(10° fokos lépésköz)

**Bázisgörbület** 8,7mm

**Átmérő** 14,5mm

**FDA Csoport** 4

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Igen



CooperVision®  
Live Brightly!

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről, látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink)

## Biomedics® 1 day Extra



**Viselési ütemterv**  
Napi kihordás

**Kartonméret opciók**

30 darabos csomag

**Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom**

ocufilcon D / 55%

**Bázisgörbület** 8,6, 8,8mm

**Átmérő** 14,2mm

**UV-védelem\*** Nem

**Láthatósági színezés** Igen

**Dioptriartartomány**

+6,00D – -10,00D  
(0,50D lépésköz  
+5,00D és -6,00D felett)

**Kialakítás**

FS: Tri-curve

Kényelemre és teljesítményre tervezve, megfizethető áron.

## Biomedics® 1 day Extra toric



**Viselési ütemterv**  
Napi kihordás

**Kartonméret opciók**

30 darabos csomag

**Anyag / H<sub>2</sub>O Tartalom**

ocufilcon D / 55%

**Bázisgörbület** 8,7mm

**Átmérő** 14,5mm

**UV-védelem\*** Igen

**Láthatósági színezés** Igen

**Dioptriartartomány**

Plan – -6,00D  
(0,25D lépésköz) és  
-6,50D – -7,00D  
(0,50D lépésköz)

**Cilinder dioptria**

-0,75  
-1,25  
-1,75

**Tengely**

20°, 90°,  
160°, 180°

A megfizethető árú kontaktlencse asztigmás páciensek számára.

-7,50D – -10,00D  
(0,50D lépésköz)

-0,75  
-1,25  
-1,75

90°  
180°

\* Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüvegeket, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüvegeket, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet. A viselőknél továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint  
† Napi viselés során.

### Hivatkozás:

1. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467–472.
2. CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
3. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.
4. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
5. Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346–350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Asztigmia, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Asztigmia and Proclear® Toric.
6. CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for Asztigmia contact lens over one month of wear.
7. CooperVision data on file. 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for Asztigmia over one month of wear.
8. CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
9. CooperVision data on file 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbiópiára, AIR OPTIX® for Presbiópiára and PureVision® Multi-Focal.
10. CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

Az itt szereplő összes márka és szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi arculat és terméknév a CooperVision, társvállalatai és leányvállalatai bejegyzett védjegyei kivéve, ha ettől eltérően jelezzük. A CooperVision védjegyei kizárólag engedéllyel használhatók fel nyilvánosan.