



CooperVision®

Live Brightly.®

# Termékspecifikációs útmutató





CooperVision®  
Live Brightly®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](https://coopervision.hu/termekeink) oldalra

## MyDay® napi eldobható család

### MyDay® napi eldobható



Nagy teljesítményű, napi kontaktlencse a jelentős igénybevételt jelentő életmódokhoz.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
+5,00 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +5,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+5,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)

**Kiszerezés**  
30 és 90 darabos csomag

**Kialakítás**  
Aszférikus elülső felszín

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
stenfilcon A / 54%

**Bázisgörbület** 8,4 mm  
**Átmérő** 14,2 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** igen

**Láthatósági színezés** igen

### MyDay® toric napi eldobható



Nagy teljesítményű, napi kontaktlencsék asztigmias kontaktlencse-viselőknél.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,50 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+8,00 D – -10,00 D  
+/- 6,00 D felett  
0,50 D lépésköz

**Kiszerezés**  
30 darabos csomag

**Cilinder dioptria**  
-0,75 D  
-1,25 D  
-1,75 D  
-2,25 D

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
stenfilcon A / 54%

**Tengely**  
0° – 180°  
10 fokonként

**Bázisgörbület** 8,6 mm  
**Átmérő** 14,5 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** igen

**Láthatósági színezés** igen

**Kialakítás** Optimised Toric Lens Geometry™



CooperVision®  
Live Brightly®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](https://www.coopervision.hu/termekeink) oldalra

## clariti® 1 day család

### clariti® 1 day



Nagyfokú légáteresztés,<sup>1</sup> ké-  
nyelem és kiváló ár-érték arány†  
kényelmes, napi, eldobható kon-  
taktlencsék formájában.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
-0,50 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,50 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)

**Kiszereles**  
30 és 90 darabos  
csomag

**Kialakítás**  
Aszférikus

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
somofilcon A / 56%

**Bázisgörbület** 8,4 mm  
**Átmérő** 14,1 mm  
**FDA Csoport** SiHy  
**UV-védelem\*** igen  
**Láthatósági  
színezés** nem

### clariti® 1 day toric



Nagyfokú légáteresztés,<sup>1</sup> kénye-  
lem és kiváló ár-érték arány†  
kényelmes, eldobható napi  
kontaktlencsék formájában.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,50 D – -9,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +4,00 D  
(0,25 D lépésköz)

**Kiszereles**  
30 darabos csomag

**Cilinder dioptria**  
-0,75 D; -1,25 D  
-1,75 D

-2,25 D

-0,75 D; -1,25 D;  
-1,75 D

-2,25 D

-0,75 D; -1,25 D;  
-1,75 D

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
somofilcon A / 56%

**Tengely**  
10°, 20°, 30°, 40°, 50°,  
60°, 70°, 80°, 90°, 100°,  
110°, 120°, 130°, 140°,  
150°, 160°, 170°, 180°

10°, 20°, 70°, 80°, 90°,  
100°, 110°, 160°, 170°,  
180°

10°, 20°, 60°, 70°, 80°,  
90°, 100°, 110°, 120°,  
160°, 170°, 180°

10°, 20°, 90°, 160°,  
170°, 180°

10°, 20°, 70°, 80°, 90°,  
100°

**Bázisgörbület** 8,6 mm  
**Átmérő** 14,3 mm  
**FDA Csoport** SiHy  
**UV-védelem\*** igen  
**Láthatósági  
színezés** nem  
**Kialakítás** aszférikus



CooperVision®  
Live Brightly®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](https://coopervision.hu/termekeink) oldalra

## clariti® 1 day multifocal



Nagyfokú légáteresztés<sup>1</sup>, kényelem és kiváló ár-érték arány<sup>†</sup> kényelmes, eldobható napi kontaktlencsék formájában.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
+5,00 D – -6,00 D

**Kiszereles**  
30 darabos csomag

**Addíció**  
Alacsony:  
+2,25 D-ig  
  
Magas:  
+2,50 D és  
+3,00 D között  
Addícióhoz

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
somofilcon A / 56%

**Kialakítás**  
Centrálisan közeli,  
progresszív köztes  
és a periférián  
távoli

**Bázisgörbület** 8,4 mm  
**Átmérő** 14,1 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** igen

**Láthatósági színezés** nem

## MiSight® 1 day

### MiSight® 1 day



**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Dioptriartartomány**  
-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)  
  
-6,00 D to -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

**Kiszereles**  
30 darabos csomag

**Kialakítás**  
ActiveControl®  
technológia

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
Omafilcon A / 60%

**Bázisgörbület** 8,7 mm  
**Átmérő** 14,2 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** igen

**Láthatósági színezés** igen



CooperVision®  
Live Brightly.®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink) oldalra

## Biofinity® család

### Biofinity Energys®



A világ egyetlen Digital Zone Optics™ technológiával rendelkező kontaktlencséje. Napjaink digitális életmódjához tervezve.

**Viselési ütemterv**  
Napi/flexibilis, akár  
6 nap – 7 éjszaka

**Dioptriartartomány**  
Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)


**Kiszerezés**  
3 darabos csomag

**Kialakítás**  
Digital Zone  
Optics™

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
comfilcon A / 48%

**Bázisgörbület** 8,6 mm  
**Átmérő** 14,0 mm  
**FDA Csoport** SiHy  
**UV-védelem\*** nem  
**Láthatósági színezés** igen

### Biofinity® & Biofinity® XR



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak<sup>2-4</sup>

**Viselési ütemterv**  
Napi/flexibilis, akár  
6 nap – 7 éjszaka

**Dioptriartartomány**  
-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)

XR (egyedi gyártás):  
-12,50 D – -20,00 D  
(0,50 D lépésköz)

XR (egyedi gyártás):  
+8,50 D – +15,00 D  
(0,50 D lépésköz)


**Kiszerezés**  
3 és 6 darabos csomag

**Kialakítás**  
Aszférikus

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
comfilcon A / 48%

**Bázisgörbület** 8,6 mm  
**Átmérő** 14,0 mm  
**FDA Csoport** SiHy  
**UV-védelem\*** nem  
**Láthatósági színezés** igen

### Biofinity® multifocal



A presbiopiához tervezett prémium havi kontaktlencsék hihetetlen kényelmet<sup>8</sup> és kiváló látást biztosítanak minden távolságban.<sup>9</sup>

**Viselési ütemterv**  
Napi/flexibilis, akár  
6 nap – 7 éjszaka

**Dioptriartartomány**  
+6,00 D – -10,00 D  
(0,25 D lépésköz)

(-6,00 D felett  
0,50 D lépésköz)

**Kiszerezés**  
3 darabos csomag

**Addíció**  
+1,00 D  
+1,50 D  
+2,00 D  
+2,50 D

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
comfilcon A / 48%

**Kialakítás**  
D lencse  
N lencse

**Bázisgörbület** 8,6 mm  
**Átmérő** 14,0 mm  
**FDA Csoport** SiHy  
**UV-védelem\*** nem  
**Láthatósági színezés** igen



CooperVision®  
Live Brightly®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](https://coopervision.hu/termekeink) oldalra

## Biofinity® toric & Biofinity® XR toric



A prémium minőségű havi kontaktlencsék tartós kényelmet és kiváló látást biztosíthatnak.<sup>5-7</sup>

### Viselési ütemterv

Napi/flexibilis, akár  
6 nap – 7 éjszaka

### Dioptriartartomány

Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### XR toric:

Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -20,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +20,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### Kiszerezés

3 és 6 darabos  
csomag

### Cilinder dioptria

toric  
-0,75 D; -1,25 D;  
-1,75 D; -2,25 D

### XR toric

Cilinder dioptria:  
-2,75 D; -3,25 D;  
-3,75 D; -4,25 D;  
-4,75 D; -5,25 D;  
-5,75 D

### Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom

comfilcon A / 48%

### Tengely

10° – 180°  
(10°-os lépésköz)

### Kialakítás

Optimised Toric Lens  
Geometry™

**Bázisgörbület** 8,7 mm

**Átmérő** 14,5 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

## Biofinity® toric multifocal



Úgy terveztük, hogy lépést tartson a változó látási igényekkel.

### Viselési ütemterv

Napi vagy kiterjesztett  
viselés

Havi csererendszer

### Dioptriartartomány

-10,00 D – -6,50 D  
(0,50 D lépésköz)

-6,00 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,50 D – +10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### Kiszerezés

3 darabos csomag

### Cilinder dioptria

-0,75 D – -5,75 D  
(0,50 D lépésköz)

### Addíció

+1,00 D  
+1,50 D  
+2,00 D  
+2,50 D

### Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom

comfilcon A / 48%

### Tengely

5° – 180°  
(5°-os lépésköz)

### Kialakítás

D lencse  
N lencse

**Bázisgörbület** 8,7 mm

**Átmérő** 14,5 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen



CooperVision®  
Live Brightly.®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](https://www.coopervision.hu/termekeink) oldalra

## Avaira Vitality™ család

### Avaira Vitality™



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő  
ár-érték arány.

**Viselési ütemterv**

Napi viselés,  
havi csere

**Dioptriatartomány**

-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)

**Kiszerezés**

3 és 6 darabos  
csomag

**Kialakítás**

Aszférikus elülső  
felszín

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**

fanfilcon A / 55%

**Bázisgörbület**

8,4 mm

**Átmérő**

14,2 mm

**FDA Csoport**

SiHy

**UV-védelem\***

igen

**Láthatósági  
színezés**

igen

### Avaira Vitality™ toric



Nagy teljesítmény. Kiemelkedő  
érték.

**Viselési ütemterv**

Napi viselés,  
havi csere

**Dioptriatartomány**

Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)

**Kiszerezés**

3 és 6 darabos  
csomag

**Cilinder dioptria**

-0,75 D, -1,25 D,  
-1,75 D, -2,25 D

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**

fanfilcon A / 55%

**Tengely**

10° – 180°  
(10° lépésköz)

**Bázisgörbület**

8,5 mm

**Átmérő**

14,5 mm

**FDA Csoport**

SiHy

**UV-védelem\***

igen

**Láthatósági  
színezés**

igen

**Kialakítás**

Optimised Toric  
Lens Geometry™

## Proclear® család

### Proclear® 1 day



Tiszta látás\* és kényelem a szem-  
szárazságot tapasztaló kontakt-  
lencse-viselők számára.

**Viselési ütemterv**  
Napi eldobható

**Kiszereles**  
30 darabos csomag

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
omafilcon A / 60%

**Bázisgörbület** 8,7 mm  
**Átmérő** 14,2 mm

**Kialakítás**  
Aszférikus

**FDA Csoport** 2

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

**Dioptriartartomány**

-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -12,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +5,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+5,00 D – +6,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### Proclear® 1 day multifocal



Kényelem a szemszárazságot ta-  
pasztaló multifokális kontaktle-  
ncsét viselők számára.

**Viselési ütemterv**  
Napi/flexibilis, akár  
6 nap – 7 éjszaka

**Kiszereles**  
30 darabos csomag

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
omafilcon A / 60%

**Bázisgörbület** 8,7 mm  
**Átmérő** 14,2 mm

**FDA Csoport** 2

**Addíció**  
Egyetlen lencseprofil,  
akár +2,50 D add-ig

**Kialakítás**  
Centrálisan közeli,  
aszférikus

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

**Dioptriartartomány**  
Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,25 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

### Proclear®



Tiszta látás 10 és kényelem a  
szemszárazságot tapasztaló  
kontaktlencse-viselők számára.

**Viselési ütemterv**  
Napi viselés,  
havi csere

**Kiszereles**  
3 darabos csomag

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
omafilcon A / 60%

**Bázisgörbület** 8,6 mm  
**Átmérő** 14,2 mm

**FDA Csoport** 2

**Kialakítás**  
Sphere

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

**Dioptriartartomány**  
Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -20,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,50 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,00 D – +20,00 D  
(0,50 D lépésköz)





CooperVision®  
Live Brightly®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](http://coopervision.hu/termekeink) oldalra

## Proclear® toric & Proclear® XR toric



Egész napos kényelmet nyújt az asztigmiás, extrém szárazságot tapasztaló kontaktlencseviselők számára.

### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

### Dioptriatartomány

+6,00 D – -8,00 D  
(0,50 D lépésköz  
-6,50 D felett)

XR:

Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

+0,50 D – +6,00 D  
(0,25 D lépésköz)

+6,50 D – +10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### Kiszereles

3 és 6 darabos  
csomag

### Cylinder dioptria

-0,75 D, -1,25 D,  
-1,75 D, -2,25 D

-0,75 D – -5,75 D

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
omafilcon B / 62%

**Tengely**  
10° – 180°  
(10° lépésköz)

5° – 180°  
(5° lépésköz)

**Bázisgörbület** 8,4, 8,6 mm

**Átmérő** 14,4 mm

**FDA Csoport** 2

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

## Proclear® multifocal & Proclear® XR multifocal



Egész napos kényelmet nyújt a szárazságot tapasztaló multifokális kontaktlencseviselők számára.

### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

### Dioptriatartomány

+6,00 D – -8,00 D  
(0,50 D lépésköz  
-6,50 D felett)

XR:

+20,00 D – -20,00 D  
(0,50 D lépésköz  
+/- 6,50 D felett)

### Kiszereles

3 darabos csomag

### Addíció

+1,00 D, +1,50 D,  
+2,00 D, +2,50 D

+1,00 D, +1,50 D,  
+2,00 D, +2,50 D,  
+3,00 D, +3,50 D,  
+4,00 D

**Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom**  
omafilcon B / 62%

**Kialakítás**  
D lencse  
N lencse

**Bázisgörbület** 8,7 mm

**Átmérő** 14,4 mm

**FDA Csoport** SiHy

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

## Proclear® multifocal toric



Egész napos kényelmet nyújt az asztigmias, presbiopiás, és extrém szárazságot tapasztaló viselőknél.

### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

### Dioptriartartomány

+20,00 D – -20,00 D  
(0,50 D lépésköz +/-  
6,50 D felett)

### Kiszereles

3 darabos csomag

### Cylinder dioptria

-0,75 D – -5,75 D  
(0,50 D lépésköz)

### Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom

omafilcon B / 62%

### Tengely

5° – 180°  
(5° lépésköz)

### Kialakítás

D lencse  
N lencse

**Bázisgörbület** 8,4, 8,6 mm

**Átmérő** 14,4 mm

**FDA Csoport** 2

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

## Biomedics® család

### Biomedics® 55 Evolution



Kényelemre és teljesítményre  
tervezve, megfizethető áron.

### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

### Dioptriartartomány

-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)  
  
-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)  
  
+0,25 D – +5,00 D  
(0,25 D lépésköz)  
  
+5,00 D – +8,00 D  
(0,50 D lépésköz)  
  
-0,25 D – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)  
  
-6,00 D – -10,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### Kiszereles

6 darabos csomag

### Kialakítás

Aszférikus

### Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom

ocufilcon D / 55%

**Bázisgörbület** 8,6, 8,8, 8,9 mm

**Átmérő** 14,2 mm

**FDA Csoport** 4

**UV-védelem\*** nem

**Láthatósági  
színezés** igen

### Biomedics® toric



A megfizethető árú kontakt-  
lencse asztigmias páciensek  
számára.

### Viselési ütemterv

Napi viselés,  
havi csere

### Dioptriartartomány

Plan – -6,00 D  
(0,25 D lépésköz)  
  
-6,00 D – -9,00 D  
(0,50 D lépésköz)  
  
+0,25 D – +5,00 D  
(0,25 D lépésköz)  
  
+5,00 D – +6,00 D  
(0,50 D lépésköz)

### Kiszereles

3 darabos csomag

### Cylinder dioptria

-0,75 D, -1,25 D,  
-1,75 D, -2,25 D

### Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom

ocufilcon D / 55%

### Tengely

10° – 180°  
(10° lépésköz)

**Bázisgörbület** 8,7 mm

**Átmérő** 14,5 mm

**FDA Csoport** 4

**UV-védelem\*** igen

**Láthatósági  
színezés** igen



CooperVision®  
Live Brightly.®

Ha többet szeretne megtudni kontaktlencséinkről,  
látogasson el a [coopervision.hu/termekeink](https://coopervision.hu/termekeink) oldalra

## Biomedics® 1 day Extra



Kényelemre és teljesítményre  
tervezve, megfizethető áron.

<b>Viselési ütemterv</b> Napi eldobható	<b>Kiszereles</b> 30 darabos csomag	<b>Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom</b> ocufilcon D / 55%	<b>Bázisgörbület</b> 8,6, 8,8 mm
<b>Dioptriartartomány</b> -0,25 D – -6,00 D (0,25 D lépésköz)	<b>Kialakítás</b> FS: Tri-curve		<b>Átmérő</b> 14,2 mm
-6,00 D – -10,00 D (0,50 D lépésköz)			<b>UV-védelem*</b> nem
+0,25 D – +5,00 D (0,25 D lépésköz)			<b>Láthatósági színezés</b> igen
+5,00 D – +6,00 D (0,50 D lépésköz)			

## Biomedics® 1 day Extra toric



A megfizethető árú kontakt-  
lencse asztigmias páciensek  
számára.

<b>Viselési ütemterv</b> Napi eldobható	<b>Kiszereles</b> 30 darabos csomag	<b>Anyag / H<sub>2</sub>O tartalom</b> ocufilcon D / 55%	<b>Bázisgörbület</b> 8,7 mm
<b>Dioptriartartomány</b> Plan – -6,00 D (0,25 D lépésköz) és	<b>Cilinder dioptria</b> -0,75 D -1,25 D -1,75 D	<b>Tengely</b> 20°, 90°, 160°, 180°	<b>Átmérő</b> 14,5 mm
-6,50 D – -7,00 D (0,50 D lépésköz)			<b>UV-védelem*</b> igen
			<b>Láthatósági színezés</b> igen
-7,50 D – -10,00 D (0,50 D lépésköz)	-0,75 D -1,25 D -1,75 D	90° 180°	

\* Figyelmeztetés: Az UV-szűrős kontaktlencsék nem helyettesítik az UV-szűrős védőszemüvegeket, pl. az UV-szűrős vagy napvédő szemüvegeket, mert nem fedik le az egész szemet és a szemkörnyéki területet. A viselőknél továbbra is használniuk kell az UV-szűrős napszemüveget a szakemberek ajánlása szerint  
† Napi viselés során.

### Hivatkozás:

- Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467–472.
- CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
- CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Air Optix® Aqua spherical lenses over one month of wear.
- CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® spherical contact lens compared to Ultra spherical contact lens over one month of wear.
- Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346–350 Study lenses: PureVision™ Toric, AirOptix® for Asztigmia, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Asztigmia and Proclear® Toric.
- CooperVision data on file. 2014. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to AIR OPTIX® for Asztigmia contact lens over one month of wear.
- CooperVision data on file. 2016. Clinical evaluation of Biofinity® toric compared to ULTRA® for Asztigmia over one month of wear.
- CooperVision data on file. 2006. Aquaform® Technology uses a matrix of long silicone chains with hydrogen bonds to lock water molecules in the lens for incredible, long-lasting comfort and clarity.
- CooperVision data on file. 2011. Clinical Evaluation of Biofinity multifocal® compared to ACUVUE® Oasys for Presbiópiára, AIR OPTIX® for Presbiópiára and PureVision® Multi-Focal.
- CVI data on file 2017 & 2014; non-dispensing short-term fitting study. N=40 & n=20.

Az itt szereplő összes márka és szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi arculat és terméknév a CooperVision, társvállalatai és leányvállalatai bejegyzett védjegyei kivéve, ha ettől eltérően jelezzük.  
A CooperVision védjegyei kizárólag engedéllyel használhatók fel nyilvánosan.

CV/2024/252, 2024.08.29